

带储雾罐的常规（按压式）定量吸入器 使用说明

什么是带储雾罐的定量吸入器？

储雾罐是含有雾化药物的装置。按压储雾罐并从喷嘴吸气时，药物会随吸入的空气进入肺部。吸入器体积小、重量轻，而且可以连接吸气气囊。按压喷药必须与吸气保持同步。支架为塑料材质，可以用肥皂和水清洗。



如何使用带储雾罐的定量吸入器？

请您保持站立或坐下，以最放松的方式完成下列操作：

1. 打开盖子。



2. 轻轻摇晃吸入器。



3. 保持吸入器的正确手持方向（使之呈L形）。



4. 尽力将肺部空气全部呼出。



5、6. 抬起头，将吸入器喷嘴含入口中。开始用嘴吸气。



7. 按压吸入器并继续用嘴缓慢地深吸气。



8. 屏气10秒或您能坚持的最长时间。



9. 慢慢呼气。



10. 完成后，使用漱口液漱口。



11. 盖上盖子。



如果是第一次使用吸入器或已若干天未使用，请按压2到4次，以确保气雾能够正确喷出。

如有任何疑问，请向护士进行咨询。