

Instructions d'utilisation de l'inhalateur Genuair®

Qu'est-ce que le système Genuair® ?

C'est un dispositif qui contient plusieurs doses d'un médicament sous forme de poudre sèche.

Quand vous inspirez par l'embout buccal de l'inhalateur, le médicament est délivré directement dans les poumons. Il faut le conserver à l'abri de l'humidité afin d'éviter la formation de grumeaux avec les particules du médicament. Il faut se tenir debout ou assis, le dos bien droit pour faciliter l'expansion de la cage thoracique.

L'embout buccal doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon sec. Ne jamais laver l'inhalateur à l'eau car l'humidité peut affecter la poudre.

Comment utiliser l'inhalateur Genuair® ?

L'inhalation doit être réalisée en position assise ou debout aussi détendu que possible:

1. Retirez le capuchon protecteur (la fenêtre de contrôle sera rouge).



2. Appuyez sur le bouton du dispositif pour charger la dose (la fenêtre devient verte).



3. Expirez à fond pour bien vider vos poumons (ne pas expirer dans l'inhalateur).

4. Placez l'embout buccal entre les lèvres et inspirez rapidement et profondément; vous entendrez un clic. La fenêtre redevient rouge.

5. Retenez votre respiration pendant 10 secondes ou aussi longtemps que vous le pouvez.

6. Expirez lentement.

7. Lorsque vous avez terminé, gargarisez-vous et rincez votre bouche.

8. Remplacez le capuchon.

L'inhalateur est équipé d'un compteur de doses qui affiche le nombre de doses restantes. Au départ, il contient 60 doses. Le compteur tourne toutes les 10 inhalations. Lorsqu'une bande à rayures rouges apparaît dans le compteur, il veut dire qu'il reste moins de 10 doses. Lorsqu'il atteint 0, le dispositif se bloque et ne fonctionne plus.

En cas de doutes, adressez-vous à votre infirmière.