

## Forspiro®使用说明

### 什么是Forspiro®装置?


这是一种用来盛装多个剂量的某一干粉状药物的装置。当通过吸入器喷嘴吸气时，药物会直接进入肺部。须存放在干燥处，以防药物颗粒受潮结块。使用者必须站立或坐下，保持背部挺直以便胸部自由扩张。应经常使用干布清洁喷嘴。请勿水洗，以防干粉受潮。




### 如何使用Forspiro®吸入器?

请您保持站立或坐下，以最放松的方式完成下列操作：

**1.** 向下打开保护盖，使喷嘴露出。



**2.** 拉动白色拉杆直至极限，您会听到“咔哒”声。



此操作会将新的药剂放入指定位置，计数器也会实现一次计数。

**3.** 反方向拉回白色拉杆直至极限，您会听到“咔哒”声，杠杆将回到初始位置。上药已完成。



**4.** 将肺部空气全部排出（请勿吹喷嘴）。

**5.** 握住吸入器，保护盖冲下，请勿用手指堵住通风口。

**6.** 将喷嘴在嘴中放好，用嘴用力猛吸气。



**7.** 屏气10秒，或您能坚持的最长时间。

**8.** 慢慢呼气。

**9.** 盖上保护盖，从侧舱取出用完的水泡眼包装。

**10.** 完成后，使用漱口水漱口。

**11.** 初始剂量为60剂。剩余剂量少于10剂时，数字背景呈红色。

如有任何疑问，请向护士进行咨询。