


Turbuhaler®使用说明

什么是Turbuhaler®装置？

这是一种用来盛装多个剂量的某一干粉状药物的装置。当您通过吸入器喷嘴吸气时，药物会直接进入肺部。须存放在干燥处，以防药物颗粒受潮结块。切勿摇晃。使用者必须站立或坐下，保持背部挺直以便胸部自由扩张。应经常使用干布清洁喷嘴。请勿水洗，以防干粉受潮。



如何使用Turbuhaler®吸入器？

请您保持站立或坐下，以最放松的方式完成下列操作。

1. 拔开盖子。



2. 转动底部圆盘：先向右转动（即按逆时针方向转动），再向左转动直至听到“咔哒”声。



3. 将肺部空气全部排出（请勿吹喷嘴）。



4、5. 将喷嘴在嘴中放好。通过嘴用力猛吸气。



6、7. 屏气10秒，或您能坚持的最长时间。缓慢呼气。

如果需要更多剂量，请重复步骤2到7。

8. 盖上盖子。



9. 使用漱口液漱口。



显示窗出现红色记号时，剩余剂量为20剂。部分Turbuhaler®配有剩余剂量计数器。



如有任何疑问，请向护士进行咨询。