


Mode d'emploi - K-Haler®

Qu'est-ce que le système K-Haler® ?

Est un dispositif se présentant sous forme de cartouche, qui contient un médicament en suspension. Le médicament est délivré directement dans les poumons quand vous inspirez par l'embout buccal. Le dispositif est petit et léger. Il est facile à utiliser puisqu'il libère le médicament automatiquement lorsque vous inspirez.



Essayez la cartouche avec un chiffon sec ou humide. Il ne faut jamais la démonter ni la mettre dans l'eau. La fenêtre du compteur de doses affiche le nombre de doses restantes. Une marque rouge apparaît lorsqu'il reste environ 28 doses jusqu'à ce qu'il n'y a plus de médicament.

Avant d'utiliser l'inhalateur pour la première fois, ou s'il n'a pas été utilisé pendant 3 jours ou plus,

Afin de s'assurer de son bon fonctionnement et de vous administrer la dose appropriée, vous devez l'amorcer (le préparer) avant de l'utiliser.

1. Agiter avant d'ouvrir le capuchon.



2. Maintenir l'inhalateur en position verticale et ouvrir le capuchon protecteur autant que possible et ensuite refermer complètement.



3. Répéter les étapes 1 et 2 à quatre reprises.

Comment utiliser l'inhalateur K-Haler®?


Installez-vous le plus confortablement possible en position assise ou debout lors des inhalations.

1. Tenez le dispositif verticalement et bien l'agiter.

2. Ouvrez complètement le capuchon protecteur.

3. Expirez à fond pour bien vider vos poumons (ne pas expirer dans l'inhalateur).

4. Placez l'embout buccal entre les lèvres et inspirez lentement et profondément.



5. Retenez votre respiration pendant 10 secondes ou aussi longtemps que vous le pouvez.

6. Expirez lentement.

7. Tenez l'inhalateur en position verticale lors de chaque inhalation et refermez le capuchon complètement.

8. Lorsque vous avez terminé, gargarisez-vous et rincez votre bouche.



Dans l'emballage de cet appareil, vous trouverez plus d'informations.

En cas de doutes, adressez-vous à votre Professionnel de la santé.