


## تعليمات استخدام جهاز الاستنشاق ذو نظام التفعيل بالشهيق (SAA®)

ما هو جهاز الاستنشاق (SAA®)؟



هو عبارة عن جهاز يحتوي الدواء منحل بشكل غازي. يسمح الاستنشاق عبر الفوهة بدخول الدواء للرئتين مع الهواء إنه صغير الحجم، خفيف وسهل الاستخدام حيث أنه بالشهيق يتفعل خروج الدواء. يمكن غسل غلاف الجهاز البلاستيكي بالماء والصابون.

كيفية الاستخدام الصحيح لـ (SAA®)

طبق المناورات التالية بشكل هادئ، واقفاً أو جالساً:

1. افتح الجهاز.



2. هز الجهاز بهدوء.



3. ضع الجهاز بالوضعية الصحيحة (بشكل حرف ل)، دون إغلاق فتحات التهوية بالقسم السفلي.

4. قم بزفير ما استطعت من الهواء من رنتيك.



5-6-7. ارفع الرأس وضع فوهة جهاز الاستنشاق بين شفتيك.



ابدأ باستنشاق الهواء عميقاً عبر الفم. عند سماع طقة، استمر بالاستنشاق.


8. احتبس الهواء داخل الرئتين لمدة 10 ثواني أو للوقت المقدر عليه.



9. ازفر الهواء بهدوء.



10. أغلق الجهاز. في حال الحاجة لجرعة إضافية أغلق الجهاز ثم افتحه وكرر الخطوات من 2-9.



11. قم بغسل الفم مع غرغرة بعد الانتهاء.



في حال لديك أي التباس، استشر ممرضتك.