

Instrucciones de uso del inhalador de cartucho presurizado (ICP) de autodisparo (Easybreath®)

¿Qué es el ICP de autodescarga?

El cartucho es un dispositivo que contiene un medicamento disuelto en forma de gas. Al coger aire a través de la boquilla del inhalador, el medicamento entra directamente en los pulmones. Es pequeño, ligero y sencillo de utilizar, ya que la salida del fármaco se activa al inspirar. Limpie el cartucho con un pañuelo seco o húmedo, sin desmontarlo ni sumergirlo en agua.



¿Cómo se realiza la inhalación con un ICP de autodescarga?

Haga las maniobras siguientes tan relajadamente como le sea posible, de pie o sentado:

1. Abra el sistema.



2. Agítelo suavemente.



3. Mantenga el inhalador en la posición correcta (en forma de L), sin tapar las ranuras de ventilación de la parte inferior.

4. Expulse tanto aire de los pulmones como le sea posible.



5, 6 y 7. Levante la cabeza y póngase el inhalador en los labios. Coja aire por la boquilla, de manera profunda. Cuando escuche un *clac*, continúe cogiendo aire.




8. Retenga el aire dentro de los pulmones unos 10 segundos, o hasta que le sea posible.



9. Expulse el aire lentamente.



10. Cierre el sistema. Si necesita otra dosis, cierre el inhalador, vuélvalo a abrir y repita los pasos del 2 al 9.



11. Al terminar, haga gárgaras y enjuáguese.



Ante cualquier duda, consulte con la enfermera.