


Instrucciones de uso del Novolizer®

¿Qué es el sistema Novolizer®?

Es un dispositivo en el cual se ha colocado una carga con múltiples dosis del fármaco en forma de polvo seco. Al coger aire a través de la boquilla del inhalador, el medicamento entra directamente en los pulmones. Se debe guardar en un sitio seco para evitar que la humedad aglomere las partículas del fármaco. No tiene que agitarse y debe utilizarse en posición vertical. La persona debe estar de pie o sentada y con la espalda recta para facilitar la libre expansión del tórax. Se debe limpiar regularmente la boquilla con un paño seco. No debe lavarse con agua, porque el polvo seco puede verse afectado por la humedad.



¿Cómo se realiza la inhalación con el Novolizer®?

Haga las maniobras siguientes tan relajadamente como le sea posible, de pie o sentado (la primera vez que utilice Novolizer® debe colocar la carga del medicamento dentro del dispositivo):


1. Saque la tapa de la carga.



2. Ponga la carga.



3. Quite el tapón de la boquilla (la ventana estará roja).



4. Presione el botón del dispositivo para cargar la dosis (la ventana se vuelve de color verde).



5. Saque todo el aire de los pulmones (sin soplar por la boquilla).



6. Ajuste la boquilla en los labios y coja aire por la boca rápida y energicamente; se oirá un clic. La ventana se vuelve roja.



7. Retenga el aire dentro de los pulmones unos 10 segundos, o hasta que le sea posible.



8. Expulse el aire lentamente.



9. Al acabar, haga gárgaras y enjuáguese.

10. Ponga el tapón.

El inhalador tiene un contador que indica las dosis que quedan. El contador gira cada 10 activaciones. Inicialmente, dispone de 60 dosis. Cuando aparece una señal con rayas rojas en el contador, significa que quedan menos de 10 dosis. Al llegar a 0, el dispositivo se bloquea y no permite cargar más dosis.

Ante cualquier duda contacte con la enfermera.