

Instrucciones de uso del Spiromax®

¿Qué es el sistema Spiromax®?

Es un dispositivo que contiene múltiples dosis de un fármaco en forma de polvo seco. Al coger aire a través de la boquilla del inhalador, el medicamento entra directamente en los pulmones. Se debe guardar en un lugar seco para evitar que la humedad aglomere las partículas del fármaco. La persona debe estar de pie o sentada y con la espalda recta para facilitar la libre expansión del tórax. Se debe limpiar regularmente la boquilla con un paño seco. No debe lavarse con agua, porque la pólvora seca se puede ver afectada por la humedad.



¿Cómo se realiza la inhalación con el Spiromax®?


Haga las maniobras siguientes tan relajadamente como le sea posible, de pie o sentado:

1. Mantenga el inhalador en posición vertical y abra completamente la tapa hacia abajo hasta que oiga un clic. Cada vez que se abre la tapa se prepara una dosis de medicamento. Inicialmente, dispone de 60 dosis.



2. Saque todo el aire de los pulmones (sin soplar por la boquilla).


3. Ajuste la boquilla en los labios y coja aire por la boca rápida y energicamente (no bloquee las entradas de aire del dispositivo).



4. Retenga el aire dentro de los pulmones 10 segundos, o hasta que pueda.

5. Expulse el aire lentamente.

6. Cierre la tapa protectora completamente. Compruebe que el contador de dosis ha descontado una unidad.



7. Al terminar, haga gárgaras y enjuáguese.

8. Una ventana indica las dosis que quedan (solo números pares). Cuando quedan menos de 20 dosis, los números serán de color rojo.

Ante cualquier duda, consulte con la enfermera.