

# 带储雾罐的自动喷吸 (Easybreath®) 定量吸入器使用说明

## 什么是带储雾罐的自动喷吸定量吸入器?

储雾罐是含有雾化药物的装置。当通过吸入器喷嘴吸气时，药物会直接进入肺部。吸入器体积小、重量轻，因吸气即激活喷药而使用方便。使用干布或湿布清洁储雾罐，请勿拆卸或将其放入水中。



## 如何使用带储雾罐的自动喷吸定量吸入器?

请您保持站立或坐下，以最放松的方式完成下列操作：

### 1. 打开装置。



### 2. 轻轻摇晃。



### 3. 保持吸入器的正确手持方向（使之呈L形），请勿堵住底部通风槽。


### 4. 尽力将肺部空气全部呼出。



### 5、6、7. 抬起头，把吸入器喷嘴含入口中。通过喷嘴深吸气。当您听到“咔哒”声时，请继续吸气。




### 8. 屏气10秒，或您能坚持的最长时间。



### 9. 慢慢呼气。

### 10. 合上装置。如果您需要再次用药，请合上吸入器，然后再次打开并重复步骤2到9。



### 11. 完成后，使用漱口液漱口。



如有任何疑问，请向护士进行咨询。