

Accuhaler®使用说明

什么是Accuhaler®装置?

这是一种圆盘状装置，可盛装某一干粉状药物的多个剂量。当通过吸入器喷嘴吸气时，药物会直接进入肺部。须存放在干燥处，以防药物颗粒受潮结块。不能摇晃也不应大幅移动，以防已上药的部分剂量由喷嘴掉落。使用者必须站立或坐下，保持背部挺直以促进胸部自由扩张。应经常使用干布清洁喷嘴。请勿水洗，以防干粉受潮。



如何使用Accuhaler®吸入药物?

请您保持站立或坐下，以最放松的方式完成下列操作：

1. 将拇指放在恰当的位置握住吸入器的外壳，转动外壳直至听到“咔哒”声。



2. 将扳手推到底，您会再次听到“咔哒”声：这意味着已装上一剂药。



3. 将肺部空气全部呼出（请勿吹喷嘴）。



4. 保持吸入器水平，将喷嘴在口中含好，用嘴用力猛吸气。



5. 屏气10秒，或您能坚持的最长时间。



6. 慢慢呼气。



如果您需要更多的剂量，请重复步骤1到6（请先合上吸入器，以便重新上药）。

7. 完成后，使用漱口水漱口。



8. 显示窗将会显示剩余剂量。合上外壳。



如有任何疑问，请向护士进行咨询。