


Ellipta®使用说明

什么是Ellipta®装置?


这是一种用来盛装多个剂量的某一干粉状药物的装置。当通过吸入器喷嘴吸气时，药物会直接进入肺部。须存放在干燥处，以防药物颗粒受潮结块。使用者必须站立或坐下，保持背部挺直以便胸部自由扩张。应经常使用干布清洁喷嘴。请勿水洗，以防干粉受潮。



如何使用Ellipta®吸入器?

请您保持站立或坐下，以最放松的方式完成下列操作：

1. 向下滑动盖子，直至听到“咔哒”声。剂量计数器将显示药剂减少一剂。每打开一次盖子，则吸入器上药一次。



2. 将肺部空气全部排出（请勿吹喷嘴）。

3. 保持吸入器水平放置，将喷嘴在嘴中放好（请勿用手指堵住通风口），用嘴用力猛吸气。



4. 屏气10秒，或您能坚持的最长时间。

5. 慢慢呼气。

6. 向上滑动盖子盖紧，以保护过滤器。



7. 完成后，使用漱口水漱口。

显示窗将会显示剩余剂量。初始剂量为30剂。当剂量少于10剂时，剂量计数器显示窗的一半将呈红色。

如有任何疑问，请向护士进行咨询。