


Genuair®使用说明

什么是Genuair®装置？

这是一种用来盛装多个剂量的某一干粉状药物的装置。当通过吸入器喷嘴吸气时，药物会直接进入肺部。



须存放在干燥处，以防药物颗粒受潮结块。使用者必须站立或坐下，保持背部挺直以便胸部自由扩张。

应经常使用干布清洁喷嘴。请勿水洗，以防干粉受潮。

如何使用Genuair®吸入器？

请您保持站立或坐下，以最放松的方式完成下列操作：

1. 取下喷嘴的盖子（显示窗将呈红色）。



2. 按压吸入器按钮进行上药（显示窗将呈绿色）。



3. 将肺部空气全部排出，注意请勿吹喷嘴。
4. 将喷嘴在嘴中放好，用嘴用力猛吸气；您将听到“咔哒”声。显示窗将再次呈红色。
5. 屏气10秒，或您能坚持的最长时间。
6. 慢慢呼气。
7. 完成后，使用漱口水漱口。
8. 盖上盖子。

该吸入器配有显示剩余剂量的计数器。每上药10次，计数器旋转一次。初始剂量为60剂。计数器出现红色条纹记号时，则剩余剂量不足10剂。计数器显示为0时，吸入器将被锁定，因而无法上药。

如有任何疑问，请向护士进行咨询。