


## Zonda®使用说明

### 什么是Zonda®装置?

这是一种药物吸入装置，需事先将装有药物的胶囊放置其中并穿孔。当通过吸入器喷嘴吸气时，药物会直接进入肺部。须存放在干燥处，以防药物颗粒受潮结块。不能摇晃且必须直立使用。使用者必须站立或坐下，保持背部挺直以便胸部自由扩张。应经常使用干布清洁喷嘴。请勿水洗，以防干粉受潮。




### 如何使用Zonda®吸入器?

请您保持站立或坐下，以最放松的方式完成下列操作：

1. 打开盖子和喷嘴。



2. 将胶囊放入孔中。



3. 合上喷嘴。



4. 按压吸入器一侧按钮刺穿胶囊，仅需按压一次。



5. 将肺部空气全部排出（请勿吹喷嘴）。

6. 将喷嘴在嘴中放好，抬起头。用嘴用力猛吸气（请勿按压吸入器侧边按钮）。

7. 屏气10秒，或您能坚持的最长时间。

8. 慢慢呼气。

9. 请确保胶囊已空。如果没有，请重复步骤4到9。

10. 取出空胶囊，盖好盖子。

11. 完成后，使用漱口水漱口。

如有任何疑问，请向护士进行咨询。