


Instructions d'utilisation de l'Easyhaler®

Qu'est-ce que le système Easyhaler®?


C'est un dispositif qui contient des doses multiples d'un médicament sous forme de poudre sèche. En aspirant l'air à travers l'embout de l'inhalateur, le médicament entre directement dans les poumons. Il faut le ranger à un endroit sec pour éviter que l'humidité n'agglomère les particules du médicament. La personne doit être debout ou assise et avec le dos droit pour faciliter la libre expansion du thorax. Il faut nettoyer régulièrement l'embout avec un chiffon sec et il ne faut pas le laver à l'eau parce que la poudre sèche peut se voir affectée par l'humidité.



Comment est réalisée l'inhalation avec l'Easyhaler®?

Réalisez les manoeuvres suivantes en étant le plus détendu possible, debout ou assis:

1. Retirez le bouchon.



2. Agitez énergiquement l'inhalateur de 3 à 5 fois.



3-4. Maintenez la position correcte de l'inhalateur (en forme de « L »). Faites pression sur l'inhalateur, vous entendrez un déclic; laissez-lui faire un autre déclic.



5. Expulsez toute la quantité d'air des poumons que vous pourrez.



6. Levez la tête et fixez l'inhalateur entre les lèvres. Aspirez de l'air par la bouche, profondément et avec force.



7. Retenez l'air dans les poumons environ 10 secondes ou jusqu'à ce que vous le puissiez.




8. Expulsez l'air lentement.



9. Faites des gargarismes et rincez-vous la bouche lorsque vous aurez terminé.



10. Remettez le bouchon.



L'inhalateur dispose d'un compteur qui montre les doses restantes.

Le compteur tourne toutes les 5 activations. Lorsque les chiffres sont rouge, il reste 20 doses.

Pour toute question ou doute, consultez l'infirmière.