


Adezivi pentru țesuturi

Adezivul tisular sau adezivul topic pentru piele este un adeziv lichid steril care ține laolaltă marginile unei plăgi. Este utilizat în răni curate, recente și mici, iar datorită acestuia se evită sutura. Filmul adeziv este ținut pe plagă timp de 5 până la 10 zile și apoi se decojește.

- **Nu vă scărpițați:** filmul se poate coji înainte ca rana să se vindece.
- **Nu aplicați medicamente lichide sau creme:** filmul se poate coji înainte ca rana să se vindece.
- **Păstrați rana uscată și protejată.** Dacă accidental îl udați în duș sau în cadă, uscați bine adezivul cu un prosop moale și un uscător, la o temperatură medie.
- **Nu udați rana** sau faceți baie până când adezivul nu cade singur.



- **Aplicați un bandaj curat și uscat** peste rană dacă este necesar pentru a o proteja.
- **Protejați rana de noi leziuni** până când s-a vindecat pielea.



- **Protejați rana de expunerea prelungită la lumina soarelui** sau a lămpilor solare atâta timp cât aveți aplicat filmul adeziv.

Consultați medicul dumneavoastră dacă...

- Aveți febră.
- Crește temperatura zonei afectate, durerea sau roșeața.
- Marginile plăgii se separă.
- Rana prezintă secreție purulentă.